

Hepato. Protecteur® est un complément alimentaire à base de silymarine, qui est extraite de la plante chardon—marie utilisé dans la médecine ancienne. La silymarine est une substance intéressante pour ses propriétés protectrices sur les cellules du foie.

Les avantages de Hepato. Protect®sont multiples:

- Favorise la régénération des cellules du foie endommagées et améliore la fonction hépatique
- Réduit les états inflammatoires susceptibles d'endommager les cellules du foie
- Améliore la fonction hépatique en présence d'affections hépatiques, telles que la cirrhose ou l'hépatite,
 causées par l'abus d'alcool, certains médicaments et des substances toxiques
- Soutient les réactions détoxifiantes du foie
- Traitement des troubles digestifs
- Améliore le contrôle de la glycémie et réduit les taux de cholestérol et de triglycérides sanguins
- Traitement naturel de l'acné
- Soulage les effets secondaires suite à une chimiothérapie

Composition:

Silymarine, lactose, stéarate de magnésium et gélatine.

Tous les ingrédients utilisés dans ce complément alimentaire sont halal.

Forme et Présentation:

Boite de 30 gélules ou comprimés

Nom et adresse du laboratoire détenteur :

Xétion: 136 Krim Belkacem, Alger, Algérie.





Conseils d'utilisation :

Hepato.Protecteur®:

est indiqué chez les adultes,

Prendre 1 à 2 gélules ou comprimés 2 à 3 fois par jour de préférence au cours d'un repas.

la durée d'utilisation recommandée est de 21 jours, avec une pause d'une semaine si on souhaite la renouveler.

Précautions d'emploi et contre-indications

- Hepato. Protecteur Best contre-indiqué en cas d'allergies à la plante.
- Contre-indiqué en cas d'hypertension, en cas de calculs biliaires.
- La prise Hepato. Protecteur® n'est pas recommandée aux femmes qui allaitent et durant la grossesse.
- Les maladies du foie (hépatite, cirrhose,...) ne doivent pas être traitées sans avis médical.

Effets indésirables:

Très rare cas de gastralgies ou de diarrhées

Exceptionnellement, réactions allergiques.

Validité et Conservation : 3 ans

À conserver dans un endroit sec, protégé de la lumière et à une température ne dépassant pas °25 C.

À conserver hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose quotidienne conseillée

Durée d'utilisation:

La durée d'utilisation recommandée est de 1 mois. Il est recommandé de renouveler cette cure une à deux fois par an.

Validité et Conservation:

3ans

À conserver dans un endroit sec, protégé de la lumière et à une température inférieure à 25°C.

À conserver hors de portée de petits enfants. Ne pas dépasser la dose quotidienne conseillée

Référence:

L'EFSA (The EU Food Safety Agency/Agence Européenne de Sécurité des Aliments)

